

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd352/Slamf6 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Et39

Número do item: CM0009073

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho gerado a partir de proteína recombinante, direcionado ao CD352/SLAMF6 (Ly108) de camundongo. Desenvolvido para WB, IF-P, ELISA. Ideal para analisar a sinalização da família SLAM, ativação de linfócitos e regulação imunológica em células hematopoiéticas de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD352/SLAMF6 Rabbit mAb
Observações/Apelido	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	114836
GeneID	30925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-235 do CD352/SLAMF6 de camundongo (NP_001334115.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9ET39
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo