

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd352/Slamf6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Du3

Número do item: CM0007633



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD352/SLAMF6 humano (membro 6 da família SLAM), validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta uma banda de 24/37 kDa. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD352/SLAMF6
Observações/Apelido	KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; CD352/SLAMF6
Espécie	Humano
GeneID	114836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-215 do CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96DU3
Peso Molecular da Proteína	24 kDa/37 kDa
Envio	Em saco de gelo