

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd353/Slamf8 Para Citometria De Fluxo - Q9P0V8

Número do item: CM0010428

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra SLAMF8 humano (CD353, BLAME) para citometria de fluxo. Explore a sinalização do receptor de células B e o comprometimento da linhagem com matérias-primas IVD confiáveis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD353/SLAMF8 humano
Observações/Apelido	BLAME; CD353; SBB142
Espécie	Humana
ID do Gene	56833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-123 de CD353/SLAMF8 humano (NP_064510.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9P0V8
Peso da Proteína	32 kDa
Transporte	Bolsa de gelo