


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd355/Crtam Para Citometria De Fluxo - O95727

Número do item: CM0004345



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD355/CRTAM humano para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas. Adequado para estudos sobre ativação e diferenciação de células T e citotoxicidade de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano CD355/CRTAM
Observações/Apêndice	CD355
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56253
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-287 do CD355/CRTAM humano (NP_062550.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95727
Peso Proteico	22kDa/44kDa
Envio	Em saco de gelo