

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd35/Cr1 (Coelho Mab) Para If, Ihc, Elisa - P17927

Número do item: CM0004104



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD35/CR1 humano (P17927). Validado para IF-P, IHC-P, mIHC e ELISA. Útil para estudos de receptor complementar, clearance de complexos imunes e pesquisa de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD35/CR1 Coelho mAb
Observações/Apelido	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
Espécie	Humano
ID do Gene	1378
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1940-2039 do CD35/CR1 humano (P17927)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17927
Peso da Proteína	224kDa
Envio	Saco de gelo