

Anticorpo Policlonal Anti-Cd35/Cr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17927

Número do item: CM0018688



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD35/CR1 humano (receptor de C3b/C4b, P17927). Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Útil para estudos de via do complemento, depuração imune e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD35/CR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1378
GeneID	1378
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 420-550 do CD35/CD35/CR1 humano (NP_000642.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17927
Peso Proteico	224kDa
Envio	Em saco de gelo