

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd36 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08857

Número do item: CM0029031

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CD36 de alta qualidade, produzido contra uma proteína de fusão recombinante, validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com CD36 de rato e rato. Ideal para estudos em metabolismo de ácidos graxos, inflamação e angiogênese. SWISS: Q08857.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD36 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAT; GPIV; Scarb3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	948
GeneID	12491
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-439 do CD36 de camundongo (NP_031669.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08857
Peso Proteico	53 kDa
Transporte	Saco de gelo