

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd36/Sr-B3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16671

Número do item: CM0005917



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-CD36/SR-B3 para pesquisa sobre transporte de ácidos graxos, resposta inflamatória e angiogênese. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com Humano, Rato, Camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD36/SR-B3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	FAT; GP4; GP3B; GPIV; CHDS7; PASIV; SCARB3; BDPLT10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	948
ID do Gene	948
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-439 do CD36/SR-B3 humano (NP_000063.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P16671
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo