


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd38 () Para Fc - P28907

Número do item: CM0008039



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD38 humano conjugado com , validado para citometria de fluxo. Visa a glicoproteína transmembrana multifuncional CD38 (ADPRC1/cADPR1), envolvida na sinalização de cálcio e na adesão de células imunes. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD38 mAb
Observações/Apelido	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (NP_001766.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo