


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd38 Para Citometria De Fluxo - P28907

Número do item: CM0010441



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o CD38 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de sinalização mediada por CD38, função de células imunológicas e regulação metabólica. Reatividade cruzada: Humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD38 mAb
Observações/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molécula CD38
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso da Proteína	13kDa/34kDa
Envio	Bolsa de gelo