


## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd38 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P28907

Número do item: CM0005077



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD38 humano, validado para WB, IHC-P, FC e ELISA. Reconhece o CD38 humano e de macaco cinomolgo, uma enzima multifuncional e receptor fundamental para a sinalização de cálcio e a migração de células imunes.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nome do Produto     | CD38 Rabbit mAb          |
| Observações/Apelido | ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1  |
| Espécie             | Humano                   |
| ID do Gene (Humano) | 952                      |
| Imunogénio          | Proteína recombinante    |
| Fonte               | Coelho                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, FC, ELISA     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Macaco cinomolgo |
| SWISS               | P28907                   |
| Peso Proteico       | 14 kDa/34 kDa            |
| Envio               | Saco de gelo             |