


## Anticorpo Policlonal Anti-Cd38 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Número do item: CM0019898



### introdução

Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho CD38 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Rato, Camundongo. Tem como alvo a ADP-ribosil ciclase/hidrolase de ADP-ribose cíclica 1 para pesquisa em imunologia e metabolismo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD38 pAb de Coelho                                                                                                         |
| Observações/Apelido | ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 952                                                                                                                        |
| ID do Gene          | 952                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 181-300 do CD38 humano (NP_001766.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Camundongo                                                                                                   |
| SWISS               | P28907                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 34kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |