


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd38 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P56528

Número do item: CM0006482



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho contra CD38 de camundongo validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Tem como alvo a ADP-ribosil ciclase/hidrolase 1 de ADP-ribose cíclica, envolvida na sinalização de cálcio e na ativação de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra CD38
Observações/Apelidos	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1; CD38
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	952
ID do Gene (Camundongo)	12494
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-304 de CD38 de camundongo (NP_031672.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P56528
Peso da Proteína	34 kDa
Transporte	Bolsa de gelo