

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd38 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Número do item: CM0013586



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD38 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta CD38 endógeno em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a atividade de ADP-ribosil ciclase, sinalização de cálcio e função de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD38 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (NP_001766.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28907
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo