

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd39/Entpd1 Para Fc, Elisa - P49961

Número do item: CM0009321

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o CD39/ENTPD1 humano, uma ectonucleotidase que hidrolisa ATP/ADP. Adequado para citometria de fluxo (FC) e ELISA, apoiando pesquisas em trombose e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD39/ENTPD1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; CD39/ENTPD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	953
ID do Gene	953
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 255-442 do CD39/ENTPD1 humano (NP_001767.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49961
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo