

Anticorpo Policlonal Anti-Cd3D Para Wb, Elisa - P04235

Número do item: CM0023415

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CD3d de camundongo, validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos de sinalização do receptor de células T e imunidade adaptativa em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD3d Rabbit pAb
Observações/Apelido	T3d; CD3d
Espécie	Camundongo
ID do Gene	12500
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-115 do CD3d de camundongo (NP_038515.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P04235
Peso da Proteína	19KDa
Envio	Bolsa de gelo