

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd3D Para Wb, If-P, Fc, Elisa - P04234

Número do item: CM0008410



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD3D humano de alto desempenho validado para Western blot, imunofluorescência, citometria de fluxo e ELISA. Reconhece a cadeia delta de CD3 de 19 kDa (P04234) envolvida na sinalização do receptor de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	CD3D Coelho mAb
Observações/Apelidos	T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; CD3D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	915
GeneID	915
Imunógeno	Peptídeo Sintético (aminoácidos 72-171 do CD3D humano, P04234)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04234
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo