

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd3D Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04234

Número do item: CM0018477



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CD3D humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta CD3D em amostras humanas e de rato. Adequado para pesquisa de sinalização de células T e desenvolvimento de imunoenaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD3D pAb de Coelho
Observações/Apelido	T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA, CD3D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	915
GeneID	915
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-105 do CD3D humano (NP_000723.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04234
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo