

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd3E Para Wb, Ihc, If, Elisa - P07766

Número do item: CM0002554

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd3E Para Wb, Ihc, If, Elisa - P07766

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD3E humano, validado para WB, IF, IHC e ELISA. Parte do complexo TCR-CD3 essencial para a ativação de células T. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD3E Rabbit mAb
Observações/Apelidos	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Espécie	Humano
ID do Gene	916
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envio	Bolsa de gelo