

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd3E Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07766

Número do item: CM0013011



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CD3E humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com CD3E de camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre sinalização do receptor de células T, imunidade adaptativa e imunooncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Antígeno CD3E, pAb de coelho
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; Antígeno CD3E
Espécie	Humano
GeneID (humano)	916
GeneID	916
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 111-207 de CD3E humano (NP_000724.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P07766
Peso da proteína	23 kDa
Transporte	Bolsa de gelo