

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd3E Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

Número do item: CM0021362



introdução

O pAb de coelho CD3E é um anticorpo policlonal produzido contra a cadeia épsilon CD3 humana (aa 1-126). Adequado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC e ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Camundongo e Rato. Ideal para estudos de ativação de células T e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD3E Rabbit pAb
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Espécie	Humano
GeneID (humano)	916
GeneID	916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do CD3E humano (NP_000724.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo