

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd3G Para Wb - P09693

Número do item: CM0006237



### introdução

CD3G Rabbit mAb é um anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD3G humano (P09693). Adequado para aplicações em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada relatada em humano e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização do receptor de células T e função imunológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD3G Rabbit mAb                       |
| Observações/Apelido | T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G |
| Espécie             | Humano                                |
| GeneID (Humano)     | 917                                   |
| GeneID              | 917                                   |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético                    |
| Fonte               | Coelho                                |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                    |
| SWISS               | P09693                                |
| Peso Proteico       | 20 kDa                                |
| Envio               | Em saco de gelo                       |