

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd3G Para Wb, Elisa - P09693

Número do item: CM0019561



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD3G humano, adequado para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece a cadeia gama CD3 da glicoproteína de superfície de células T, um componente chave do complexo TCR-CD3 envolvido na imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD3G Rabbit pAb
Observações/Apelido	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	917
ID do Gene	917
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-116 do CD3G humano (NP_000064.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09693
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo