

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd3H (Cd247) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20963

Número do item: CM0002047



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho CD3H validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Tem como alvo a cadeia zeta da glicoproteína de superfície de células T CD3 (CD247). Adequado para pesquisa de sinalização de células T e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD3H
Observações/Apelido	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	919
GeneID	919
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-164 do CD3H humano (NP_932170.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20963
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Em saco de gelo