

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Cd3H Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20963

Número do item: CM0024573



introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a CD3H (CD3 zeta, CD247) humano para Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Liga-se à subunidade de sinalização do TCR-CD3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD3H Rabbit pAb
Observações/Apelidos	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	919
GeneID	919
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-164 da CD3H humana (NP_932170.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20963
Peso Proteico	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo