


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd4 Para Citometria De Fluxo - P01730

Número do item: CM0009694



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD4 humano (T4/Leu-3) para citometria de fluxo. Reage com espécies humanas e cinomolgos. ~51 kDa. Ideal para imunofenotipagem de células T auxiliares e pesquisa sobre HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD4 mAb
Observações/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	920
Imunógeno	Proteína recombinante do CD4 humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01730
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo