


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd4 () Para Citometria De Fluxo - P01730

Número do item: CM0005343



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD4 humano, conjugado ao fluoróforo , validado para citometria de fluxo (FC) para detectar linfócitos T auxiliares e outras células imunes CD4+.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD4 mAb
Observações/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Imunogeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01730
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Bolsa de gelo