


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd4 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01730

Número do item: CM0013529



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD4 humano, direcionado aos aminoácidos 26-200. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da resposta imune de células T e interação com o HIV. Uniprot: P01730.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD4 Rabbit pAb
Observações/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	920
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-200 da CD4 humana (NP_000607.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01730
Peso Proteico	51 kDa
Transporte	Saco de gelo