

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd4 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P06332

Número do item: CM0023821

introdução

Anticorpo policlonal de coelho (pAb) contra CD4 validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; detecta CD4 humano e de camundongo. Ideal para pesquisa de células T auxiliares, macrófagos e células NK, incluindo estudos de resposta imune e sinalização do TCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra CD4
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4; CD4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	920
GeneID	12504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo