

Anti-Cd4 Coelho Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06332

Número do item: CM0009256

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CD4 para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Detecta CD4 humano, de camundongo e macaco cinomolgo. Essencial para pesquisa de células T auxiliares e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD4 Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo/Humano
GeneID (Humano)	12504/ 920
GeneID	12504
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Macaco cinomolgo
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo