


Anticorpo Policlonais Anti-Cd40 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25942

Número do item: CM0015792



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD40 humano (TNFRSF5). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de linfócitos B, sinalização imunológica e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD40 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Espécie	Humano
GeneID (humano)	958
GeneID	958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-104 de CD40 (NP_001241.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25942
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo