


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd40 Para Wb E Elisa - P25942

Número do item: CM0006296



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD40 humano (TNFRSF5). Validado para WB e ELISA. Detecta o antígeno CD40 da superfície de células B, um receptor imunológico chave. Ideal para pesquisa em câncer e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD40 de Coelho
Observações/Apelidos	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-193 da CD40 humana. (NP_001241.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo