


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd40L Para Wb E Elisa - P29965

Número do item: CM0017096



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o CD40L humano (CD154), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo. Uma ferramenta confiável para o estudo da coestimulação de células T e da ativação de células B em aplicações diagnósticas e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD40L Rabbit pAb
Observações/Alíás	IGM; IMD3; TRAP; gp39; CD154; CD40L; HIGM1; T-BAM; TNFSF5; hCD40L
Espécie	Humano
ID do Gene	959
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 113-261 do CD40L humano (NP_000065.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P29965
Peso da Proteína	29 kDa
Transporte	Bolsa de gelo