

Anticorpo Policlonal Anti-Cd41/Itga2B Para If/Icc, Elisa - P08514

Número do item: CM0018340



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CD41/ITGA2B validado para IF/ICC e ELISA. Reconhece a Integrina alfa-IIb humana, um receptor da membrana plaquetária envolvido na agregação. Ideal para pesquisas em trombose e hematologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD41/ITGA2B pAb de Coelho
Observações/Apelidos	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3674
ID do Gene	3674
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 160-260 da CD41/ITGA2B humana (NP_000410.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08514
Peso da Proteína	113 kDa
Envio	Bolsa de gelo