

Anticorpo Policlonal Anti-Cd42A Para Wb, Elisa - P14770

Número do item: CM0021459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD42a humano (GPIX) para WB e ELISA. Tem como alvo a glicoproteína plaquetária IX, envolvida na adesão e hemostasia mediadas por vWF. Imunógeno recombinante, 19kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD42a Coelho pAb
Observações/Apelido	GPIX; CD42a
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2815
GeneID	2815
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-140 do CD42a humano (NP_000165.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14770
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo