

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cd42D (Gpv) Para Wb E Elisa - P40197

Número do item: CM0026416

introdução

Este anti-CD42d pAb de coelho detecta GPV humano e murino para WB e ELISA. A GPV é um receptor plaquetário que medeia a adesão dependente de vWF, fundamental para pesquisa em hemostasia e desenvolvimento de DxIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD42d pAb de Coelho
Observações/Apelido	GPV; CD42d
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2814
ID do Gene	2814
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-477 da CD42d humana (NP_004479.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P40197
Peso da Proteína	61kDa
Transporte	Bolsa de gelo