

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd43 Para Ihc-P E Elisa - P16150

Número do item: CM0011789

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD43 de alta qualidade validado para IHC-P e ELISA. Específico para a leucossialina humana, um regulador chave das funções das células T. Ideal para pesquisa em imunologia e diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD43 de Coelho
Observações/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6693
ID do Gene	6693
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da CD43 humana (NP_003114.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16150
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo