


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd44 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P16070

Número do item: CM0002028



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD44 validado por KO para amostras humanas. Ideal para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC, FC e ELISA. Reconhece o antígeno CD44, um receptor chave na adesão celular, migração e direcionamento de linfócitos. Imunógeno de proteína de fusão recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] CD44 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	960
GeneID	960
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-178 da CD44 humana (NP_000601.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo