

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd44 Para Citometria De Fluxo - P15379

Número do item: CM0011675



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD44 de camundongo (Ly-24/Pgp-1). Adequado para citometria de fluxo. Reage com camundongo. Peso molecular alvo 85 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-CD44 de Camundongo mAb
Observações/Apelido	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	960
ID do Gene	12505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 do CD44 de camundongo (NP_033981.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15379
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco de gelo