


Anticorpo Policlonais Anti-Cd44 Para Wb, Elisa - P16070

Número do item: CM0012988



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD44 humano para WB e ELISA. Detecta proteína de 82kDa, tem reatividade cruzada com camundongo. Imunógeno recombinante. Adequado para pesquisa de adesão celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD44 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	960
ID do Gene	960
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16070
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Bolsa de gelo