


Anticorpo Policlonais Anti-Cd44 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16070

Número do item: CM0014875



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD44 de alta qualidade (validado por KO) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece CD44 humano e murino, um receptor de adesão celular chave na pesquisa de câncer e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] CD44 Rabbit pAb
Observações/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; 44
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	960
GeneID	960
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-178 do CD44 humano (NP_000601.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16070
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Bolsa de gelo