

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd44 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15379

Número do item: CM0007275



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD44 de alto desempenho, validado para WB, IF/ICC, FC e ELISA. Detecta CD44 de camundongo, um receptor essencial para a adesão celular, migração e homing de linfócitos T. Ideal para pesquisas em imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD44 Rabbit mAb
Observações/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES; CD44
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 de CD44 de camundongo (NP_033981.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P15379
Peso da proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo