

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd44 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16070

Número do item: CM0006514



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD44 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para o estudo da adesão celular, migração e homing de linfócitos. Reage com CD44 humano; imunógeno recombinante abrangendo os aminoácidos 20-178.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD44
Observações/alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Espécie	Humano
GeneID (humano)	960
GeneID	960
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-178 do CD44 humano (NP_000601.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso da proteína	80 kDa
Envio	Bolsa de gelo