


Polymab® Coelho Anti-Cd44 - P15379

Número do item: CM0010480



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD44 de camundongo (Swiss P15379). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Reconhece a glicoproteína de 40-86 kDa envolvida na adesão celular e no homing de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD44 PolymAb® de Coelho
Observações/Alíase	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15379
Peso da Proteína	40-86 kDa
Envio	Bolsa de gelo