

## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd45 Para Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa - P08575

Número do item: CM0004253



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD45 humano (LCA, T200), adequado para Western blot, imuno-histoquímica, IHC multiplex e ELISA. Validado para detecção de antígeno comum de leucócitos em uso em pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CD45 Rabbit mAb                                                                                                  |
| Observações/Apelidos | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                           |
| Espécie              | Humano                                                                                                           |
| GeneID (Humano)      | 5788                                                                                                             |
| GeneID               | 5788                                                                                                             |
| Imunógeno            | Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 194-390 do CD45 humano (NP_002829.3) |
| Origem               | Coelho                                                                                                           |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                           |
| Aplicação            | WB, IHC-P, mIHC, ELISA                                                                                           |
| Reação Cruzada       | Humano                                                                                                           |
| SWISS                | P08575                                                                                                           |
| Peso da Proteína     | 147kDa                                                                                                           |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                    |