

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-CD45 Para Fc, Elisa - P08575

Número do item: CM0012581



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho anti-CD45 (clone mAb) reconhece especificamente o CD45 humano (PTPRC, antígeno leucocitário comum). Validado para citometria de fluxo e ELISA. Adequado para estudos imunológicos e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD45
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso Proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envio	Em saco de gelo