

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45 Para If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - P06800

Número do item: CM0007276

introdução

A CamelBio oferece anticorpo monoclonal de coelho anti-CD45, validado para amostras de camundongo em aplicações de IF/ICC, IHC-P, FC e ELISA. O imunógeno recombinante tem como alvo a proteína CD45 de 145 kDa (P06800).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD45
Observações/Apelidos	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4; CD45
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	5788
ID do gene	19264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 do CD45 de camundongo (NP_001104786.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF/ICC, IF-F, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da proteína	145 KDa
Envio	Bolsa de gelo