

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08575

Número do item: CM0005809



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD45 (PTPRC) validado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a fosfatase proteica tirosina do tipo receptor C humana, essencial para a ativação de células T e função de leucócitos. Adequado para pesquisas de imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD45 Rabbit mAb
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 194-390 do CD45 humano (NP_002829.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso da Proteína	147kDa
Envio	Saco de gelo