

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd45 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P08575

Número do item: CM0016545



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD45 humano (LCA, B220, LY5). Adequado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA; reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre ativação de células T, imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD45 Rabbit pAb
Observações/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 611-730 da CD45 humana (NP_002829.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08575
Peso da Proteína	147 kDa
Envio	Bolsa de gelo