

Polymab® Anti-Cd45 De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08575 / P06800

Número do item: CM0011088



introdução

O PolymAb® Anti-CD45 de Coelho é um anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao CD45 humano/murino (P08575/P06800). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA, ele apoia pesquisas em biologia de leucócitos e imunodiagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolymAb® Anti-CD45 de Coelho
Observações/Apelidos	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano/Murino
GeneID (Humano)	5788
GeneID (Murino)	19264
Imunógeno	Proteína recombinante de CD45 humano/murino
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Murino
SWISS	P08575/P06800
Peso da Proteína	180-240 kDa
Envio	Bolsa de gelo